

# Cewnikowanie przerywane dopasowane do Twoich potrzeb

Cewniki SpeediCath i worki do zbiórki moczu Conveen



 Coloplast

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Osoby chcące skorzystać z refundacji powinny uzyskać dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie medyczne:

- kod P.096 – cewniki jednorazowe urologiczne
- kod P.097 – worki do zbiórki moczu

### Harmonogram cewnikowania

Częste opróżnianie pęcherza (4-6 razy dziennie) jest bardzo istotne dla zdrowia układu moczowego. Niezwykle ważne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu cewnikowania niezależnie od planu dnia.

### Niezależność i pewność siebie

Jest to łatwy sposób, by zyskać niezależność i pewność siebie. Regularne opróżnianie pęcherza chroni przed niekontrolowanym wyciekaniem moczu i zmoczeniem bielizny. Pozwala na powrót do aktywnego życia, pracę zawodową, naukę i rozwijanie pasji. Jest też kluczowe dla ochrony przed zakażeniami układu moczowego, gdyż nawet niewielka ilość moczu zalegająca w pęcherzu może spowodować infekcję.

### Wygoda, ochrona i łatwość użycia

Stosowanie cewników hydrofilowych gotowych do natychmiastowego użycia znacznie ułatwia i przyspiesza proces samocewnikowania.

Cewniki te są kompatybilne z workami do zbiórki moczu – można je w łatwy sposób szczelnie ze sobą połączyć i mieć pewną ochronę przed niekontrolowanym wyciekaniem moczu poza cewnik.

### Rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb

Gdy w pobliżu nie ma toalety lub łazienki dla osób z niepełnosprawnością, użycie worka do zbiórki moczu umożliwi opróżnienie pęcherza w miejscu najbardziej dogodnym dla użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwi także cewnikowanie podczas podróży.

### Ułatwienie dla osób cewnikujących swoich podopiecznych

Używanie worka do zbiórki moczu to również wygodny sposób dla opiekunów, którzy cewnikują leżące dziecko i mogą zastąpić workiem dotychczas używany pojemnik (np. miskę), do którego był odprowadzany moczu. Minimalizuje to ryzyko jego rozlania oraz ogranicza odczuwanie nieprzyjemnego zapachu.

### Warto pamiętać

Cewniki jednorazowe urologiczne i worki do zbiórki moczu można nabyć w ramach środków własnych lub w ramach refundacji.

# SpeediCath®

## Cewnik hydrofilowy do cewnikowania przerywanego

SpeediCath jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Nie ma konieczności dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej). Umożliwia opróżnianie pęcherza moczowego w momencie dogodnym dla użytkownika.

Stosowanie SpeediCath minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego<sup>1,2</sup> oraz chroni błonę śluzową cewki moczowej przed ryzykiem uszkodzenia i wystąpieniem powikłań\*.<sup>3</sup>

Posiada unikalną opatentowaną hydrofilową powłokę znacznie zmniejszającą tarcie i zwiększającą komfort użytkownika<sup>3</sup> oraz wypolerowane oczka sprawiające, że powierzchnia cewnika jest gładka.<sup>1,2</sup>

SpeediCath jest preferowany przez użytkowników.<sup>4</sup>



Wszystkie cewniki SpeediCath są pokryte unikalną powłoką hydrofilową, wykorzystującą technologię **Triple Action Coating**. Powłoka ta składa się z trzech mocno związanych elementów, zaprojektowanych tak, aby chronić cewkę moczową na trzy sposoby:



### Trwałe połączenie

Dzięki opatentowanej powłoce bazowej, nie pozostawiającej suchych miejsc, cewnik jest równomiernie pokryty. Powłoka pozostaje połączona z cewnikiem podczas jego wprowadzania i wyjmowania.



### Trwała gładkość

Cewnik zachowuje gładkość, ponieważ warstwa polimerowa umożliwia doskonałe pochłanianie wody, co zapewnia niskie tarcie, gładkie wprowadzenie i ogranicza poczucie dyskomfortu.



### Trwałe nawilżenie

Cewnik pozostaje nawilżony dzięki specjalnemu roztworowi na bazie wody, który sprawia, że powłoka pęcznieje, a cewnik jest natychmiast gotowy do użycia.

\*Krwawienie z cewki moczowej (krwiomocz) i zwiężenia

# Cewnik SpeediCath można połączyć...

## Szybki i prosty w użyciu

Nie ma potrzeby dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej). Nie ma też konieczności oczekiwania na aktywację powłoki.

## Unikatowa powłoka hydrofilowa

Unikatowa powłoka hydrofilowa i polerowane oczka powodują, że powierzchnia cewnika jest gładka, zapewnia wygodne wprowadzenie i łagodne usunięcie cewnika z pęcherza.

## Komfort użytkownika SpeediCath

Zamieszczone na opakowaniu okrągłe uszko ułatwia jego otwieranie, a samoprzylepna naklejka sprawia, że cewnik może zostać umieszczony w miejscu, które będzie najbardziej komfortowe dla użytkownika.

Nie zawiera PVC ani ftalanów.





## ...z workiem do zbiórki moczu

### Wygodny zaciskowy zawór

Zawór odpływowy jest łatwy i intuicyjny w użyciu. Możliwe jest opróżnienie worka przy pomocy jednej ręki, również przez osoby o obniżonej sprawności manualnej.

### Antyskrętny dren

Antyskrętny, karbowany dren gwarantuje optymalne zabezpieczenie swobodnego przepływu moczu.

### Dren z możliwością docięcia

Dren można przycinać na wszystkich gładkich powierzchniach, dopasowując jego długość do indywidualnych preferencji użytkownika.

### Zawór antyzwrotny

Worki Conveen posiadają system chroniący przed cofaniem się moczu, bez względu na pozycję ciała i położenie, w którym znajduje się worek.





## Conveen® Security+

Worek do zbiórki moczu, 500 ml,  
dren karbowany 30 lub 50 cm

- Pojemność worka – 500 ml – jest dostosowana do potrzeb osób stosujących cewnikowanie przerywane. Umożliwia pełne opróżnienie pęcherza, a wielkość worka nie jest zbyt duża, co zapewnia większą dyskrecję.
- Zgrzew w środkowej części worka powoduje, że zachowuje on płaski kształt, nawet gdy jest wypełniony.
- Wykonany z materiału wolnego od PVC.



# Przeprowadzając cewnikowanie przerywane pamiętaj o:

**Przestrzeganiu dziennego harmonogramu cewnikowania zaleconego przez lekarza lub pielęgniarkę.**

U osoby dorosłej pęcherz powinien być opróżniany przynajmniej 4-6 razy dziennie. U dzieci co 3-4 godziny, a więc 5-6 razy dziennie z ok. 8-godzinną przerwą nocną.<sup>5</sup>

**Dobrze odpowiedniego rozmiaru cewnika.**

Doboru dokonuje lekarz lub pielęgniarka wraz z pacjentem i opiekunem. Rozmiar i długość zależą od wieku oraz płci. Dostępne są cewniki pediatryczne, kobiece i męskie.<sup>5</sup> Jeśli zdarzy się, że podczas cewnikowania mocz wypływa niekontrolowanie poza cewnikiem skontaktuj się z pracownikiem ochrony zdrowia. Może to być sygnał, że należy zmienić cewnik na większy rozmiar. Dobrze dobrany rozmiar znacznie przyspieszy i ułatwi proces cewnikowania.

**Zadbania o higienę.**

Prawidłowa higiena rąk, okolic ujścia cewki moczowej oraz dbanie o to, by po wyjęciu z opakowania cewnik (część z powłoką hydrofilową) nie miał kontaktu z żadną niesterylną powierzchnią, chroni przed wprowadzeniem bakterii do układu moczowego i jego zakażeniem. Podczas samocewnikowania nie jest wymagane stosowanie rękawiczek ochronnych i środków dezynfekujących.<sup>5</sup>

**Piciu odpowiedniej ilości płynów.**






Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, dostosowanej do wieku, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.

## Informacje dodatkowe – refundacja

Wyrób medyczny	Limit finansowania ze środków publicznych	Dopłata użytkownika
Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie	5,35 zł za sztukę – cewniki hydrofilowe gotowe do użycia	Osoby do 18-go roku życia (Kod P.096) <b>BRAK DOPŁATY</b> ----- Osoby dorosłe (Kod P.096) 20% dopłaty
	2,60 zł za sztukę – cewniki hydrofilowe aktywowane wodą	
	0,80 zł za sztukę – cewniki niepowlekane	
Worki do zbiórki moczu do 12 sztuk miesięcznie	6,50 zł za sztukę	Osoby dorosłe i do 18-go roku życia (Kod P.097) <b>BRAK DOPŁATY</b> (Jeżeli cena worka nie przekroczy kwoty limitu finansowania ze środków publicznych)

# Worki do zbiórki moczu

Worki do zbiórki moczu – pakowane po 10 sztuk.

	nazwa	pojemność/ dł. drenu	numer kat.	cena netto zł/szt.	VAT (%)	cena brutto zł/szt.
	Conveen worek do zbiórki nocnej z gładkim drenem	1,5 l / 90 cm	050620	9,86	8	10,65
	Conveen Security+ worek na nogę z karbowanym drenem	0,5 l / 30 cm	051600	9,08		9,81
		0,5 l / 50 cm	051610	6,02		6,50
	Conveen worek konturowy z gładkim drenem	0,6 l / 45 cm	051700	10,59		11,44
		0,8 l / 45 cm	051740	11,77		12,71
	Conveen Security+ worek na noc z karbowanym drenem	2,0 l / 140 cm	213460	11,21		12,11
	Conveen Security+ sterylny worek do zbiórki nocnej z karbowanym drenem i portem do pobierania próbek moczu	2,0 l / 140 cm	213560	12,35	13,34	

## SpeediCath® jest dostępny w wielu wariantach, o różnych rozmiarach i końcówkach

SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny – pakowany po 30 sztuk.

Kolor złączki	Rozmiar	Męski Nelaton 40 cm	Męski Tiemann 40 cm	Dla kobiet 20 cm	Dla chłopców 30 cm	Dzieciocy 20 cm	cena netto zł/szt.	VAT (%)	cena brutto zł/szt.
zielony	CH 06			285060	286060	287060	4,95	8	5,35
niebieski	CH 08	284080		285080	286080	287080			
czarny	CH 10	284100	284900	285100	286100	287100			
biały	CH 12	284120	284920	285120	286120				
zielony	CH 14	284140	284940	285140					
pomarańczowy	CH 16	284160		285160					
czerwony	CH 18	284180							

Źródła:

- Cardenas i wsp.: Przerwywane cewnikowanie cewnikiem z powłoką hydrofilową opóźnia wystąpienie zakażenia dróg moczowych u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rdzenia kręgowego: prospektywne, randomizowane, równoległe, wielośrodkowe badanie. PM R 2011; 3: str. 408-417. 2. De Ridder DJMK i wsp.: Przerwywane cewnikowanie cewnikami z powłoką hydrofilową (SpeediCath) zmniejsza ryzyko zakażenia dróg moczowych u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego: prospektywne, randomizowane, równoległe badanie porównawcze. European Urology 2005 Vol. 48 (6), str. 991-995.
- Stensballe J, i in. Cewniki z powłoką hydrofilową do cewnikowania przerywanego zmniejszają mikrourazy cewki moczowej: prospektywne, randomizowane, zaślepienie badanie krzyżowe trzech różnych typów cewników. European Urology 2005, tom. 48 (6) str. 978-983. 4. Pascoe G, Clovis S. Ocena dwóch cewników powlekanych w procesie samocewnikowania przerywanego. Br J Nurs 2001; 10:325-329 5. Aponański W., Chrzan R., Cygan A., Koszutski T., Skobejko-Włodarska L., Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej dotyczące postępowania u dzieci z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych, Analiza przypadków. Pediatra 1, 2021, str. 16-17.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Producent: Coloplast A/S. Podmiot prowadzący reklamę: Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, www.coloplast.pl  
Lago Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym własnością Coloplast A/S.  
©05/2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. 50B/IC/PROD/PLAGOL/P/01/2023

