

SenSura[®] Mio Concave

Katalog produktów


800 300 300

www.coloplast.pl/produkt

Rachel, użytkowniczka
SenSura Mio Concave





Pierwszy sprzęt
stomijny,
który został
zaprojektowany
tak, aby pasował
do wypukłości
i przepuklin.



 **Coloplast**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Unikalny kształt gwiazdy dla wypukłych kształtów ciała



Bez zagięć i fałd

Przy próbach zastosowania płaskiego przylepca na wypukłej powierzchni, pojawiają się zagięcia i fałdy. SenSura Mio Concave charakteryzuje wyprofilowana płytką stomijną w kształcie gwiazdy z ramionami, które dopasowują się do kształtu ciała.

Unikalny okrągły filtr wstępny

zapewnia lepszą ochronę przed zatykaniem. Filtr ten, jak udowodniono, **redukuje balonowanie** nawet do 61%*.

Dodatkowe wsparcie


Wbudowany pierścień stabilizuje środkowy obszar przylepca i stomia otrzymuje dodatkowe wsparcie.

Elastyczne strefy dopasowania

Elastyczny przylepiec obejmuje wypukłość i dopasowuje się do ruchów ciała. Jest wykonany ze specjalnej mieszanki polimerów, dzięki czemu rozciąga się dwa razy bardziej niż tradycyjny przylepiec.**

Wystarczy obrócić, aby dopasować

SenSura Mio Concave – niekonwencjonalny kształt zapewnia łatwiejsze zakładanie płytki stomijnej bez zagięć i fałd. Pierścień stabilizuje środkowy obszar zapewniając unieruchomienie stomii, a ramiona płytki gładko dopasowują się do wypukłej powierzchni ciała wokół stomii.



Wypukła płytką w kształcie gwiazdy opracowana została w oparciu o technologię BodyFit Technology®, która pozwala zwiększyć powierzchnię przylegania pomiędzy przylepcem a wypukłością ciała.



Dla każdego kształtu ciała

Cały sprzęt SenSura Mio został zaprojektowany z użyciem Technologii BodyFit. Elastyczny przylepiec jest dwa razy bardziej rozciągliwy niż konwencjonalny sprzęt co zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtów i ruchów ciała. SenSura Mio po prostu pasuje do Ciebie.


* przy ileostomii, 52% przy kolostomii.

** porównanie SenSura Mio Concave i sprzętu z płaskim przylepcem

SenSura® Mio Concave

SenSura® Mio Concave

– dostępny jest sprzęt 1- i 2-częściowy




Przylepiec jest dostępny w 4 rozmiarach:



Asortyment sprzętu 1- i 2-częściowego SenSura Mio Concave


SenSura Mio Concave – worek zamknięty – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
			przezro- czysty	neu. szary	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-40	-	181520*	19,56
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Midi	10-50	-	181600*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Midi	30-50	-	181620*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-50	-	181700*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	30-50	-	181720*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-60	-	181800*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	40-60	-	181810*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-60	181850	-	

*worki z okienkiem


SenSura® Mio Concave

SenSura Mio Concave – worek otwarty – sprzęt 1-częściowy


	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
			przezro- czysty	neu. szary	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Mini	10-40	-	182500*	23,68
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-40	-	182520*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Midi	10-50	-	182600*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Midi	30-50	-	182630*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-50	-	182700*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	30-50	-	182720*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-60	-	182800*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	40-60	-	182810*	
	SenSura Mio Concave worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	10-60	182850	-	

*worki z okienkiem

SenSura Mio Concave – worek urostomijny – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
			przezro- czysty	neu. szary	
	SenSura Mio Concave worek urostomijny, Midi	10-40	-	184000	27,42
	SenSura Mio Concave worek urostomijny, Maxi	10-40	-	184010	
		20-40	-	184020	
		25-40	-	184030	
		30-40	-	184040	
	SenSura Mio Concave worek urostomijny, Maxi	10-40	184050	-	

Płytki stomijne SenSura Mio Concave – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	numer katalogo- wowy	cena brutto zł/szt.
	Płytki stomijne SenSura Mio Concave, z uszkami do paska	40, 10-35	185000	38,30
		40, 20-35	185010	
		50, 10-45	185100	
		50, 30-45	185120	
		60, 10-55	185200	
		60, 30-55	185210	
		60, 40-55	185230	
		70, 10-65	185300	
		70, 45-65	185310	

Informacje o wszystkich produktach Coloplast znajdują się w Katalogu produktów na naszej stronie internetowej www.coloplast.pl/katalog

Więcej o SenSura Mio Concave tutaj:
www.coloplast.pl/concave



Umożliwiamy zamówienie bezpłatnych próbek edukacyjnych za pośrednictwem krótkiego formularza online.



Aplikacja mobilna EStomia
Twoje codzienne wsparcie w życiu ze stomią



Telefoniczne
Centrum Pacjenta
Coloplast:
800 300 300

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach Coloplast lub masz pytania skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast: **800 300 300** czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

www.coloplast.pl | www.sklepcoloplast.pl



coloplast PL



coloplast.pl



Coloplast Polska

Producent: Coloplast A/S. Podmiot prowadzący reklamę: Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, www.coloplast.pl