

Katalog produktów


800 300 300

www.coloplast.pl/produkt

Deidre, użytkowniczka
SenSura Mio

**Dobrze
dopasowana.
Bardzo wygodna.**

- Podąża za kształtem i ruchem ciała.
- Cały sprzęt SenSura Mio jest wyposażony w elastyczny przylepiec.




 **Coloplast**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Pozostaje dyskretny

Specjalnie dobrany, neutralny kolor został zaprojektowany w taki sposób, aby pozostać niezauważonym pod jakimkolwiek ubraniem – nawet białym. Daje to użytkownikom swobodę ubierania się w to, co chcą i umożliwia im zachowanie pewności siebie.




Całkowicie inny w dotyku

SenSura Mio wykonana jest w całości z materiału tekstylnego, dzięki czemu wydaje się być mniej sprzętem medycznym, a bardziej częścią ubrania lub dodatkiem do ubioru.



Łączenie Click w sprzęcie 2-częściowym

Łączenie Click posiada unikalny zamek w kształcie pierścienia, zaprojektowany, aby dawać poczucie pewności i bezpieczeństwa. Słyszalne „kliknięcie” potwierdza bezpieczne przypięcie worka do płytki. Zanim worek zostanie zablokowany, można obracać go do osiągnięcia pożądanej pozycji.



Ogranicza balonowanie

Unikalny filtr wstępny zapewnia większą ochronę przed zatykaniem. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko balonowania o 61%¹.

1. Badanie kliniczne Coloplast, 2010, data on file.

Zachowaj bezpieczeństwo i pewność przez cały dzień

Ze sprzętem SenSura[®] Mio nie musisz martwić się o bezpieczeństwo i dyskrecję.

SenSura Mio posiada elastyczny przylepiec, który zapewnia bezpieczne przyleganie do ciała nawet, gdy się schylasz i rozciągasz.

Bezpiecznie dopasowuje się do indywidualnych kształtów

Ludzie mają różne postury, a kształty ich brzuchów zmieniają się w zależności od wykonywanych ruchów ciała w ciągu dnia.

Elastyczny przylepiec

Dostosowuje się do indywidualnego kształtu ciała, zapewnia bezpieczne przyleganie i dopasowanie do przepuklin, blizn, fałd oraz nierówności skórnych. Formuła przylepca oparta na systemie hydrokoloidów, zapewnia niezbędne przyleganie i wchłanianie wilgoci, co pozwala poradzić sobie z jej nadmiernym wydzielaniem.

Podąża za naturalnymi ruchami ciała...



...podczas schylania się



...podczas wstawania



...i podczas rozciągania







BodyFit
Technology[®]

Technologia BodyFit[®]




sprawia, że płytka stomijna zgina się i rozciąga podążając za ruchami ciała, przy jednoczesnym bezpiecznym przyleganiu do skóry.

Asortyment sprzętu 1-częściowego SenSura Mio z płaskim przylepcem




Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 1-częściowy						
	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	poj. (ml)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
				przezroczysty	neutralny szary	
	SenSura Mio worek stomijny, filtr okrągły 430, Mini	15-45	120	-	108700*	12,85
	SenSura Mio worek stomijny, filtr okrągły 430, Midi	15-45	440	-	1087108*	13,63
	SenSura Mio worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	15-45	570	-	108810*	14,06
	SenSura Mio worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	15-55	520	108910	-	

*worki z okienkiem

Worki SenSura Mio otwarte – sprzęt 1-częściowy

	SenSura Mio worek stomijny, z ujściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	104580	104510*	16,66
	SenSura Mio worek stomijny, z ujściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	-	104560*	
	SenSura Mio worek stomijny, z ujściem Hide-away i zapięciem na rzepy, precut, filtr okrągły 430, Maxi	25-55	490	-	136900*	20,44


Worki SenSura Mio urostomijne – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	poj. (ml)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
				przezroczysty	neutralny szary	
	SenSura Mio worek urostomijny, Midi	10-45	350	-	105810	22,08
	SenSura Mio worek urostomijny, Maxi	10-45	460	-	105820	22,08
	SenSura Mio worek urostomijny, Maxi	10-45	460	105860	-	





*worki z okienkiem

Asortyment sprzętu 1-częściowego SenSura Mio z płaskim przylepcem

Płytki stomijne SenSura Mio Click – sprzęt 2-częściowy





	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	numer katalogowy	cena brutto zł/szt.
	Płytki stomijne SenSura Mio Click z uszkami do paska	40, 10-35	105020	28,80
		50, 10-45	105120	
		60, 10-55	105220	
		70, 10-65	105310	

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 2-częściowy





	nazwa	rozmiar (mm)	poj. (ml)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
				przezroczysty	neutralny szary	
	SenSura Mio Click, worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	40	595	114030	114020*	7,47
	SenSura Mio Click, worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	50	515	114140	114130*	
	SenSura Mio Click, worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	60	530	114230	114220*	
	SenSura Mio Click, worek stomijny, filtr okrągły 430, Maxi	70	490	114260	114250*	

* worki z okienkiem


Worki SenSura Mio Click otwarte – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	poj. (ml)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
				przezroczysty	neutralny szary	
	SenSura Mio Click worek stomijny, z uściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	40	550	114330	114340*	11,65
	SenSura Mio Click worek stomijny, z uściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	50	550	114440	114430*	
	SenSura Mio Click worek stomijny, z uściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	60	495	114530	114520*	
	SenSura Mio Click worek stomijny, z uściem Hide-away i zapięciem na rzepy, filtr okrągły 430, Maxi	70	455	114570	114560*	

Worki SenSura Mio Click urostomijne – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	poj. (ml)	numer katalogowy		cena brutto zł/szt.
				przezroczysty	neutralny szary	
	SenSura Mio Click worek urostomijny, Maxi	40	510	114920	114910	14,41
	SenSura Mio Click worek urostomijny, Midi	50	400	-	114960	14,29
	SenSura Mio Click worek urostomijny, Maxi	50	487,5	114980	114970	14,41
	SenSura Mio Click, Maxi	60	445	115000	114990	

Paski mocujące Brava

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	numer katalogowy	cena brutto zł/szt.
	Brava Pasek mocujący do SenSura Mio z czterema zaczepami	Standard	004230	42,00
		XXL	004240	43,35

* worki z okienkiem

Informacje o wszystkich produktach Coloplast znajdują się w Katalogu produktów na naszej stronie internetowej www.coloplast.pl/katalog

Więcej o SenSura Mio tutaj:
www.coloplast.pl/miorange



Umożliwiamy zamówienie bezpłatnych próbek edukacyjnych za pośrednictwem krótkiego formularza online.



Aplikacja mobilna EStomia
Twoje codzienne wsparcie w życiu ze stomią



Telefoniczne
Centrum Pacjenta
Coloplast:
800 300 300

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach Coloplast lub masz pytania skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast: **800 300 300** czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

www.coloplast.pl | www.sklepcoloplast.pl



coloplast PL



coloplast.pl



Coloplast Polska

Producent: Coloplast A/S. Podmiot prowadzący reklamę: Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, www.coloplast.pl