

Rozwiązanie SenSura[®] Mio zaprojektowane specjalnie dla wcześniaków i noworodków

SenSura Mio Baby to 2-częściowy sprzęt do zaopatrzenia stomii. Zawiera przylepiec równoważący wartość pH skóry i sterylny worek stomijny. Bezpiecznie przylega do brzucha małych dzieci i noworodków, i jest przyjazny dla skóry.

Dłuższy czas noszenia¹



1

Elastyczny i przyjazny dla skóry przylepiec


Warstwa przylepca została opracowana tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała i zapewniać długotrwałe przyleganie. Równoważy także wartość pH skóry by zadbać o jej zdrowie.



2

Miękki kołnierz

Umożliwia zamocowanie worka na płytce bez nadmiernego nacisku na brzuch dziecka.



3

Port umożliwiający ponowne odżywienie

Ułatwia wykonanie procedury ponownego odżywienia i umożliwia dostęp do stomii, bez zakłócania spokoju małego pacjenta.



4

Przezroczysta folia

Zapewnia widoczność stomii i treści jelitowej bez konieczności usuwania worka i niepokojenia dziecka.



5

Miękkie, łatwe w użyciu ujęcie

Kompatybilne ze strzykawkami, by ułatwić opróżnianie worka przy minimalnym zakłóceniu spokoju dzieci. Miękką, wodoodporną tkaniną jest delikatna dla skóry dziecka.



1. W porównaniu do standardowej pielęgnacji. Zweryfikowano podczas testów laboratoryjnych.

Asortyment produktów pediatrycznych SenSura Mio

Asortyment produktów

		Kod produktu	Nazwa produktu
Wcześnieiki od 30 tyg. cięży, nowordki i niemowlęta do 6 m.ż		18700	SenSura Mio Baby worek stomijny dla niemowląt, Flex, 2-częściowy
		18705	SenSura Mio Baby płytka stomijna dla niemowląt, Flex, 2-częściowa
Małe dzieci – worki sprzęt 1-częściowy		18710	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 0-35 mm, Midi
		18711	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, przezroczysty, 0-35 mm, Midi
		18712	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, przezroczysty, 10-35 mm
		18713	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, neutralny szary, 10-35 mm
Małe dzieci – worki sprzęt 2-częściowy		18720	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Mini
		18721	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Mini
		18722	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Midi
		18723	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Midi
		18724	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 35 mm, Midi
		18725	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 35 mm, Midi
		18730	SenSura Mio Kids - worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 27 mm
		18731	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 35 mm
Małe dzieci – płytki sprzęt 2-częściowy		18735	SenSura Mio Kids – płytka stomijna dla dzieci, Flex, 2-częściowy, 27 mm, 0-27 mm
		18747	SenSura Mio Kids – płytka stomijna dla dzieci, Flex, 2-częściowy, 35 mm, 0-35 mm
Produkt do usuwania przylepca dla niemowląt		12014	Brava Środek do usuwania przylepca dla niemowląt