

By dzieci mogły żyć bez ograniczeń



SenSura[®] Mio Kids

od 6 miesięcy życia do 4 r. ż.



Rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla małych dzieci

W jaki sposób SenSura Mio Kids zapewnia dzieciom w wieku od 6 m-cy do 4 roku życia pełną swobodę ruchów:

1. Wodoodporna miękka tkanina

Worek SenSura Mio Kids ma neutralny kolor, zapewnia komfort i dyskrecję oraz nie kojarzy się z przyborami medycznymi.



2. Elastyczny przylepiec w kształcie gwiazdy.


Przylepiec jest przyjazny dla skóry, a warstwa przylepca ma kształt gwiazdy której ramiona dopasowują się do małych i zaokrąglonych dziecięcych brzusków, umożliwiając wiele opcji pozycjonowania (np. omijając pępek).

3. Strefy dopasowania













Przylepiec posiada specjalne obszary dopasowania zwiększające elastyczne przyleganie wokół stomii, by zapewnić maksymalną swobodę ruchów.

4. Wyjątkowy okrągły filtr

Specjalne rozwiązanie ograniczające przypadki „balonowania” worka o 61%.⁴



Asortyment produktów

		Kod produktu	Nazwa produktu
Wcześnieiki od 30 tyg. cięży, noworodki i niemowlęta do 6 m.ż		18700	SenSura Mio Baby worek stomijny dla niemowląt, Flex, 2-częściowy
		18705	SenSura Mio Baby płytka stomijna dla niemowląt, Flex, 2-częściowa
Małe dzieci – worki sprzęt 1-częściowy		18710	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 0-35 mm, Midi
		18711	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, przezroczysty, 0-35 mm, Midi
		18712	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, przezroczysty, 10-35 mm
Małe dzieci – worki sprzęt 2-częściowy		18713	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, neutralny szary, 10-35 mm
		18720	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Mini
		18721	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Mini
		18722	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Midi
		18723	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Midi
		18724	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 35 mm, Midi
		18725	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 35 mm, Midi
		18730	SenSura Mio Kids - worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 27 mm
		18731	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 35 mm
	Małe dzieci – płytki sprzęt 2-częściowy		18735
		18747	SenSura Mio Kids – płytka stomijna dla dzieci, Flex, 2-częściowy, 35 mm, 0-35 mm
Produkt do usuwania przylepca dla niemowląt		12014	Brava Środek do usuwania przylepca dla niemowląt

1. Levy et al., Impact of Hands-On Care on Infant Sleep in the Neonatal Intensive Care Unit, *Pediatr Pulmonol*, 2017
2. Zeiner et al., Preterm Infants Behavior and Skin Conductance Resposes to Nurse Handling in NICU, *J Matern Fetal Neonatal Med*, sierpień 2016
3. W porównaniu do standardu opieki. Weryfikacja na podstawie badań laboratoryjnych Coloplast
4. Coloplast, badanie kliniczne, 2010, 61% dla ileostomii, 53% dla kolostomii.