

SpeediCath®

Standard w cewnikowaniu przerywanym



Cewnik to po prostu cewnik. Wyjątkiem jest SpeediCath®

Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest dobre zrozumienie potrzeb pacjentów i oferowanie innowacyjnych rozwiązań.

SpeediCath® wyznacza standard

SpeediCath jest sterylnym cewnikiem z hydrofilową powłoką. Został zaprojektowany nie tylko w celu opróżniania pęcherza moczowego, ale także w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa. Dowiedziono, że jest to wybór godny zaufania, który oferuje unikalne rozwiązanie potrzeb pacjentów.

Korzyści SpeediCath:

1. Gotowy do natychmiastowego użycia i łatwy w stosowaniu
2. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego
3. Opracowany, aby zmniejszyć tarcie i zwiększyć komfort
4. Korzyści zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Jest preferowany przez użytkowników



1. Gotowy do natychmiastowego użycia i łatwy w stosowaniu

Gotowy do natychmiastowego użycia

Wybierając SpeediCath® pacjent eliminuje szereg czasochłonnych etapów przygotowania cewnika do użycia. SpeediCath jest gotowy do natychmiastowego użycia od razu po wyjęciu z opakowania – nie ma potrzeby dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej).

Łatwy w stosowaniu


Cewniki SpeediCath oferują intuicyjną obsługę, są szybkie i łatwe w użyciu. Elementy mocujące zapewniają, że cewnik nie ulegnie przemieszczeniu. Zamieszczone na opakowaniu okrągłe uszko ułatwia jego otwieranie przez osoby z ograniczoną sprawnością dłoni.



2. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego


Cewniki SpeediCath® redukują ryzyko zakażeń układu moczowego w porównaniu z cewnikami bez powłoki hydrofilowej, zarówno w czasie hospitalizacji, jak i w warunkach domowych.

W czasie hospitalizacji SpeediCath zmniejsza ryzyko zakażeń układu moczowego o 21%¹.



Rycina 1. ¹

SpeediCath powoduje, że u 50% pacjentów nie wystąpiło zakażenie układu moczowego po upływie roku stosowania².



Rycina 2. ²

3. Opracowany, aby zmniejszyć tarcie i zwiększyć komfort

Unikalna powłoka hydrofilowa

Cewniki SpeediCath® posiadają unikalną, opatentowaną powłokę hydrofilową, pokrywającą powierzchnię cewnika, co zapewnia gładkie i jednolite nawilżenie.

Hydrofilowa powłoka oznacza, że cewnik SpeediCath wymaga mniejszej siły tarcia podczas wyjmowania, w porównaniu z cewnikami niepowlekanymi oraz z innymi cewnikami z powłoką hydrofilową.³




Tradycyjna hydrofilowa powłoka.




Powłoka hydrofilowa SpeediCath.

Wypolerowane oczka

SpeediCath posiada wypolerowane oczka, które sprawiają, że powierzchnia cewnika jest gładka, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia cewki moczowej.



Standardowe oczko.



Wypolerowane oczko SpeediCath.


Nie zawiera PVC i ftalanów

Cewniki SpeediCath nie zawierają PVC i ftalanów, dzięki czemu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia pacjenta i nie wywierają niekorzystnego wpływu na środowisko.

4. Korzyści potwierdzone w badaniach klinicznych, preferowane przez użytkowników

SpeediCath® jest zdecydowanie najczęściej sprzedawanym cewnikiem w Europie*. Szereg badań klinicznych¹⁻⁴ pokazuje, że użytkownicy preferują cewnik SpeediCath, ponieważ:

- Jest wygodny
- Jest dyskretny
- Jest szybki w użyciu



Rycina 3.⁴

*Dane dotyczące sprzedaży firm Coloplast, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13.

Szczegółowe informacje o produkcji

Rodzina cewników SpeediCath®.



SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny

Rozmiar	Męski Nelaton	Męski Tiemann	Kobięcy	Dla chłopców	Dziecięcy
CH 06			285060	286060	287060
CH 08	284080		285080	286080	287080
CH 10	281000	284900	285100	286100	287100
CH 12	284120	284920	285120	286120	
CH 14	284140	284940	285140		
CH 16	284160		285160		
CH 18	284180				

Piśmiennictwo:

1. Cardenas et al: Intermittent catheterization with a hydrophilic-coated catheter delays the occurrence of urinary tract infection in patients with acute spinal cord injury: A prospective, randomized, parallel, multi-centre trial. PM R 2011; 3:408-417.
2. De Ridder DJMK et al.: Intermittent catheterisation with hydrophilic coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of urinary tract infection in spinal cord injured patients: A prospective randomized parallel comparative trial. European Urology 2005 Vol. 48 (6), p 991-995.
3. Stensballe J. et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, cross-over study of three different types of catheters. European Urology 2005, Vol. 48 (6) p. 978-983.
4. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001; 10:325 -329.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 10/2014.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel. (22) 535 60 00
fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl