

SenSura®

SenSura®. Zaprojektowana dla życia.



SenSura®



Poczucie bezpieczeństwa zaczyna się od zaufania do sprzętu

Dla osób ze stomią bardzo ważne jest zaufanie do sprzętu, jaki stosują. Bez pewności, że płytka będzie szczelna, kontakty z innymi ludźmi mogą być wyzwaniem.

Sprzęt SenSura z przylepcem dwuwarstwowym został stworzony, aby zapobiegać powikłaniom skórnym i poprawić jakość życia pacjentów ze stomią.



SenSura® to bezpieczeństwo, w każdej sytuacji

Unikalny dwuwarstwowy przylepiec SenSura

Unikalny dwuwarstwowy przylepiec SenSura został zaprojektowany, aby spełniać potrzebę poczucia bezpieczeństwa.

- Daje szczelne połączenie przylepca ze skórą zmniejszając ryzyko wycieku w dzień i w nocy.
- Owalny kształt i elastyczny materiał zapewnia stałe przyleganie nawet w przypadku nierówności skóry wokół stomii i aktywnego stylu życia.
- Chroni skórę wokół stomii przez cały okres noszenia.

Warstwa ochronna

Składnik przylepca o dużej odporności na wymywanie utrzymuje szczelność pomiędzy skórą a przylepcem, chroniąc ją przed agresywnym działaniem moczu lub treści jelitowej.

Warstwa pielęgnacyjna

Zaprojektowana tak, aby utrzymać zdrową skórę pod przylepcem dzięki wchłanianiu wydzielanej przez skórę wilgoci. Zapewnia stałe przyleganie i zapobiega maceracji skóry wokół stomii.



SenSura®



Zdrowa skóra umożliwia radość życia

Podrażnienia skóry wokół stomii są dla stomika dodatkowym obciążeniem, a doświadcza ich prawie połowa wszystkich osób ze stomią*. Większość zmian skóry wokół stomii spowodowanych jest kontaktowym zapaleniem skóry powstającym na skutek kontaktu skóry z treścią stomijną, a także urazem mechanicznym powstającym po zbyt szybkim usunięciu przylepca ze skóry**.



Płytki SenSura

Przylepiec dwuwarstwowy dla optymalnej ochrony skóry – wersja podstawowa.

Zdrowie skóry to spokój ducha

SenSura® dba o skórę wokół stomii

- Dobre przyleganie przylepca i warstwa ochronna odporna na wymywanie zapobiegają powstawaniu podrażnień i kontaktowemu zapaleniu skóry **.
- Bezbolesne usuwanie przylepca sprawia, że ryzyko urazu mechanicznego jest minimalne, a na skórze nie pozostają resztki warstwy klejącej **.
- Warstwa pielęgnacyjna wchłania nadmiar wilgoci, zapobiegając maceracji.

Sprawdzona skuteczność

Stosowanie sprzętu SenSura z przylepcem dwuwarstwowym oraz regularna opieka pielęgniarki stomijnej nad pacjentem mają pozytywny wpływ na poprawę stanu jego skóry w przypadku podrażnień, kontaktowego zapalenia skóry, bądź urazu mechanicznego**. Jest to pewna droga do lepszego życia ze stomią.



Płytki SenSura Xpro

Przylepiec dwuwarstwowy dla specjalnej ochrony przed agresywnym działaniem treści stomijnej.



Płytki SenSura Convex Light i Xpro Convex Light

Polecane dla stomii płaskich, wklęsłych i z nierównościami skóry.

* Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006; 15 (16): 854-62

** ECET 2009 poster, "Factors affecting peristomal skin conditions – results from the Danish sub-study", 2009

SenSura®

– sprzęt kolostomijny i ileostomijny

Potrzebujesz prostego i bezpiecznego rozwiązania?

Wypróbuj najbardziej popularny typ worka stomijnego
– **1-częściowy worek SenSura** otwarty lub zamknięty.

Rozwiązanie dla stomii wklęsłej, płaskiej
lub w okolicach blizn, przepuklin lub innych nierówności

Worki SenSura 1-cz. z okienkiem wyposażone są także w przylepiec lekko wypukły, tzw. Convex Light, dzięki któremu lepiej przylega on do skóry wokół stomii wklęsłej i płaskiej, a także do skóry, która jest pofałdowana, umieszczona blisko blizn i przepuklin.




Worek z okienkiem

Dla osób z kolostomią i ileostomią dostępny jest worek SenSura 1-cz. z okienkiem w kolorze cielestym. Okienko daje możliwość bezpośredniej kontroli stanu przylepca oraz treści jelitowej i sprawia, że łatwiej i szybciej można przymocować worek do skóry.



Potrzebujesz większej pewności i ochrony w sprzęcie 2-częściowym?

Wybierz **worek 2-częściowy SenSura Click** z bezpiecznym systemem łączenia Click, który daje pewność, że worek jest bezpiecznie zamocowany na płytce stomijnej. Jest dostępny z płytką stomijną SenSura Click, zawierającą podstawowy przylepiec dwuwarstwowy SenSura sprawdzający się u większości osób ze stomią lub z płytką stomijną SenSura Xpro przeznaczoną dla osób wymagających specjalnej ochrony przed kontaktem skóry z treścią jelitową.



SenSura® Uro

– stworzona dla pacjentów z urostomią



Każdy chce godnie żyć

Wszyscy ludzie odczuwają potrzebę bezpieczeństwa. Każda osoba z urostomią ma codziennie więcej zmartwień od innych. Czy otoczenie nie zauważy, że mam stomię? Czy odgłosy pluskania w worku nie zdradzają faktu, że jestem stomikiem? Jak zapewnić sobie jak największą dyskrecję? Jak mam sobie radzić z codziennymi obowiązkami?

Zaopatrzenie drenów

Worek urostomijny SenSura posiada poszerzone kanały wewnętrzne znajdujące się pomiędzy komorami w celu łatwiejszego wprowadzenia drenów do wnętrza worka.

Oto cztery sposoby zaopatrzenia drenów:



Wprowadzenie drenów do wnętrza worka.



Skrócenie drenów poprzez obcięcie i włożenie ich do wnętrza worka.



Okręcenie drenów wokół górnej części worka.



Wypuszczenie drenów przez otwór wycięty w przedniej ścianie worka.

SenSura® Uro

– sprzęt urostomijny



Plaski worek wielokomorowy

Worek wielokomorowy Multichamber jest dyskretny i komfortowy, gdyż wycisza odgłosy pluskania. Plaski kształt sprawia, że łatwiej schować go pod ubraniem.



Chowane ujęcie worka

Łatwe w obsłudze ujęcie worka może być chowane pod miękką wyściółką worka zapewniając dodatkowy komfort i dyskrecję.

Kolor cielisty

Worek jest dostępny w bardziej dyskretnym kolorze cielistym.

Kształt dopasowany do ciała

Worek jest bardziej smukły i dopasowany do ruchów ciała.

Zawór antyzwrotny

Uniemożliwia cofanie się moczu do stomii zapobiegając ryzyku infekcji.

Budowa wielokomorowa

Wnętrze worka składa się z komór, w których równomiernie układa się mocz, co pozwala na:

- mniejszą widoczność worka pod ubraniem,
- redukcję odgłosów pluskania.

Chowane ujęcie

Chowany kurek ujęcia worka* zapewnia dodatkowy komfort i dyskrecję.



*Tylko w wersji cielistej worka.

Płytki SenSura®

– bezpieczeństwo w każdej sytuacji



Płytki SenSura

Płytki podstawowa. Przylepieć dwuwarstwowy dla optymalnej ochrony skóry.



Płytki SenSura Xpro

Specjalna ochrona przed agresywnym działaniem treści moczowej (i jelitowej w przypadku ileostomii).



Płytki SenSura Convex Light

Płytki podstawowa SenSura i płytki SenSura Xpro. Polecany dla stomii płaskich, wklęsłych i z nierównościami skóry.

SenSura®

dla kolostomii i ileostomii

– proste i bezpieczne rozwiązanie



SenSura

Sprzęt 1-częściowy otwarty z zamknięciem Hide-away lub zamknięty przeznaczony dla kolostomii i ileostomii.



SenSura

Sprzęt 1-częściowy worek Convex light otwarty z zamknięciem Hide-away lub zamknięty.



SenSura

Sprzęt 2-częściowy otwarty otwarty z zamknięciem Hide-away lub zamknięty z łącznikiem Click przeznaczony dla kolostomii i ileostomii.

SenSura® Uro dla urostomii

– pewność, dyskrecja i komfort w dzień i w nocy



SenSura Uro
Sprzęt 1-częściowy.



SenSura Uro
Sprzęt 1-częściowy Convex light
Dla stomii płaskich, wklęsłych
i z nierównościami skóry.



SenSura Uro
Sprzęt 2-częściowy
z łącznikiem Click.

Dodatkowe akcesoria



Worek Moveen®
do zbiórki moczu na noc.



Worek Conveen®/ Moveen
do zbiórki moczu
do zamocowania na nodze.



Worek SenSura Uro
połączony z workiem do zbiórki
nocnej Moveen.

SenSura® – do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii

Sprzęt 1-częściowy

Worki kolostomijne zamknięte

	nazwa	Rozmiar do docięcia (mm)	pojemność (ml)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy	
					przezroczyste	cieliste
	Worek SenSura zamknięty	10-76	500	30	15470	15480
	Worek SenSura z okienkiem zamknięty	10-76	500	30	-	15030
	Worek SenSura z okienkiem zamknięty Convex Light	15-43	500	10	-	15071

Worki ileostomijne otwarte

	Worek SenSura otwarty z zamknięciem Hide-away	10-76	650	30	15570	15580
	Worek SenSura z okienkiem otwarty	10-76	650	30	-	15281
	Worek SenSura z okienkiem otwarty Convex Light	15-43	650	10	-	15209

Sprzęt 2-częściowy

Worki kolostomijne zamknięte

	Worek SenSura Click zamknięty	40	550	30	101840	101640
		50	550	30	101850	101650
		60	550	30	101860	101660
		70	550	30	101870	101670

Worki ileostomijne otwarte

	Worek SenSura Click otwarty	40	650	30	103840	103640
		50	650	30	103850	103650
		60	650	30	103860	103660
		70	650	30	103870	103670

Płytki SenSura Click

	nazwa	Rozmiar do docięcia (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	Płytką SenSura Click podstawowa	40/10-35	5	100110
		50/10-45	5	100210
		60/10-55	5	100310
	Płytką enSura Click Convex Light	40/15-23	5	110110
		50/15-33	5	110210
		60/15-43	5	110310

Płytki SenSura Xpro

	Płytką SenSura Xpro	40/10-35	5	100150
		50/10-45	5	100250
		60/10-55	5	100350
	Płytką SenSura Click Convex Light	40/15-23	5	110150
		50/15-33	5	110250
		60/15-43	5	110350

SenSura® Uro – do zaopatrzenia urostomii

Sprzęt 1-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy	
				przezroczyste	cieliste

Worki urostomijce - sprzęt 1-częściowy

	Worek SenSura Uro Midi	10-66	30	118030	118010
	Worek SenSura Uro Maxi	10-76	30	118040	118020
	Worek SenSura Uro Convex Light Maxi	15-33	10	118140	118110
		15-43	10	118150	118120

Sprzęt 2-częściowy

Worki urostomijce - sprzęt 2-częściowy

	Worek SenSura Uro Midi	40	30	118510	118410
		50	30	118520	118420
	Worek SenSura Uro Maxi	40	30	118540	118440
		50	30	118550	118450
		60	30	118560	118460

Płytki SenSura Click

	nazwa	Rozmiar do docięcia (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	Płytki SenSura Click podstawowa	40/10-35	5	100110
		50/10-45	5	100210
		60/10-55	5	100310
	Płytki enSura Click Convex Light	40/15-23	5	110110
		50/15-33	5	110210
		60/15-43	5	110310

Płytki SenSura Xpro

	Płytki SenSura Xpro	40/10-35	5	100150
		50/10-45	5	100250
		60/10-55	5	100350
	Płytki SenSura Click Convex Light	40/15-23	5	110150
		50/15-33	5	110250
		60/15-43	5	110350

